

	AK	
Карр	pen	berg



 Der Koordinatenursprung und die Skalierung der x- bzw. y-Achse lassen sich auf dem Touchscreen einfach per "Pintch" (mit einem oder zwei Fingern ziehen) einstellen.

 Achtung: Man darf besonders in der Startphase die Spannung nicht zurückdrehen, da sich sonst ein galvanisches Element aufbaut!

 Zur Messwertaufnahme bei 0,0 V Grüner Pfeil und und Orange Haken

 Danach die Spannung um jeweils U = 0,1 V (muss nicht exakt 0,1 V sein) erhöhen und den Messwert mit Orange Haken speichern.

 Mit Klick auf Quadratischen weißen Knopf (rechts neben "manuell") beenden.

 Unten rechts 1: Unbenant anklicken und die aktuelle Seite in Strom/Spannung umbenennen und mit OK bestätigen. Die Tastatur mit Sie beenden.

Speichern	 Zum Speichern oben rechts das Dreiecks-Icon anwählen Datei speichern unter Gespeicherte Arbeit auswählen und Namen ersetzen durch (hier: Beispiel) 101A-3-2-user und OK
Öffnen	Die App Sparkvue starten, oben links auf das Home-Icon klicken, gespeicherte Arbeit aufrufen, entsprechende Datei anklicken und Öffnen.







Geräte und Chemikalien müssen schon aufgebaut, anschlossen und eingeschaltet sein!							
Quick-	Einmal gespeicherte Einstellungen können für eine sofortige neue Messung benutzt werden.						
Start	Die App Sparkvue starten und oben links auf das Home-Icon klicken, gespeicherte Arbeit aufrufen, entsprechende Datei N014-3-2-OS anklicken und Öffnen						
	 Unten auf Werkzeuge Datensätze verwalten und letzten Datensatz löschen OK OK 						
	Weiter, wie bei Durchführung beschrieben.						

Zeitbedarf Minuten	Aufbau (Exp):	Vorber. Rechn.	Durch- führ.		Auswer- tung		Ab- bau		Intuitive Be- dienung (+1-6)	
Beachten:					sorgung	Ausguss evtl. nach Neutralisation				
Literatur R. Nagel, Praktikumsversuche zur Chemie für die gymnasiale Oberstufe, S.: 4ff, Phywe AG, Göttingen, 1978										