

Prinzip

Konduktometrische und potenziometrische Titration von Salzsäure mit Natronlauge 2-Kanalmessung (normale Bürette)

hat man die Möglichkeit, Leitfähigkeit und pH-Wert gleichzeitig aufzunehmen.



Versuch als 2-Kanal Messung nicht durchführbar: Die Module besitzen keine Potentialtrennung

Die Messung ist auch nicht mit normaler Bürette durchführbar, weil mit Sparkvue manuell keine sinnvolle x-Achse zu erstellen ist. Als Ersatzlösung wird hier eine Gleichlaufbürette eingesetzt.



1

N 02A

3.2 Pasco







2-Kanalmessung (normale Bürette)

Vorbereitung am Computer

- iPad/Tablet einschalten
- Mit Bluetooth koppeln: Einstellungen Bluetooth einschalten Sparklink Air XXX Verbinden
- Die App **Sparkvue** starten. Das iPad zeigt den letzten bearbeiteten Bildschirm.
- Nur für Android-Tablet: Das Home-Icon oben links anklicken, <u>5Punktekreis-Icon</u> oben rechts anklicken, <u>Tilslut sensorer via Bluetoothome</u> anklicken.
- **Tilslut** anklicken. Es erscheint Afbrid. Mit OK bestätigen. OK
- Das Home-Icon oben links anklicken, unten Erstellen anklicken, oben rechts Ungeteilten Hintergrund auswählen, in dem Icon-Auswahlbild Tabelle anwählen
- Icon unten links Tabelle anklicken mittleres Icon Spalte einfügen) anklicken
- oben Messung auswählen anklicken und Feld bei Messung anklicken, pH, keine Einheit wählen, mit OK bestätigen, oben Messung auswählen anklicken und Leitfähigkeit (10X) und Einheit μS/cm wählen, mit OK bestätigen

Kalibrieren

- Icon Werkzeuge Sensor kalibriere 2-Punkt (Steigung und Versatz) Weiter
- PH-Elektrode spülen und in Pufferlösung pH = 4 stellen. Warten, bis.... Vom Sensor ablesen
- PH-Elektrode spülen und in Pufferlösung pH = 7 stellen. Warten, bis.... Vom Sensor ablesen
- mit OK bestätigen
- Unten das Kreis-Icon anwählen, den Abtastmodus auf Manuell stellen und mit OK bestätigen
- pH-Elektrode am Stativ befestigen. Rührfisch darf beim Drehen die Elektroden nicht berühren.
- So viel dest. Wasser zugeben, dass die Pt-Bleche der LF-Elektrode gut bedeckt sind.
- Am Conductivity-Sensor untersten Knopf drücken (leuchtet rot)
- Zur Messwertaufnahme bei 0,0 mL Grüner Pfeil und und Orange Haken speichern
- Die Titratorflüssigkeit kontinuierlich (mit recht kleiner Geschwindigkeit!) aus der Bürette auslaufen lassen und nach jeweils 0,5 mL einen Messwert Orange Haken jeweils speichern.
- Mit Klick auf **Quadratischen weißen Knopf** (rechts neben "manuell") beenden.
- Unten rechts 1: Unbenannt anklicken und die aktuelle Seite in Strom/Spannung umbenennen und mit
 OK bestätigen. Die Tastatur mit seenden.







3

2-Kanalmessung (normale Bürette)	<u> </u>

Speichern	 Zum Speichern oben rechts das Dreiecks-Icon anwählen Datei speichern unter Gespeicherte Arbeit auswählen und Namen ersetzen durch (hier: Beispiel) in N02a-3-2 user und OK
Excel Export	Hast noch nicht geklappt
Öffnen bei Bedarf	Die App Sparkvue starten, oben links auf das Home-Icon klicken, gespeicherte Arbeit aufrufen, entspre- chende Datei anklicken und Öffnen.

www.kappenberg.com	Materialien	Vergleich Messsysteme	06/2014
--------------------	-------------	-----------------------	---------



4











www.kappenberg.com	Materialien	Vergleich Messsysteme	
--------------------	-------------	-----------------------	--

5







2-Kanalmessung (normale Bürette)

Geräte und Chemikalien müssen schon aufgebaut, anschlossen und eingeschaltet sein!								
Quick-	Einmal gespeicherte Einstellungen können für eine sofortige neue Messung benutzt werden.							
	Die App Sparkvue starten und oben links auf das Home-Icon klicken, gespeicherte Arbeit aufrufen,							
Start								
Start	Unten auf Werks	zeuge Datensä	tze verwalten u	walten und alle Datensatz löschen OK OK				
	Weiter, wie bei Durc	Weiter, wie bei <i>Durchführung</i> beschrieben.						
	•							
Zeitbedarf	Aufbau	Vorber.	Durch-	Auswer-	Ab-	Intuitive Be-		
Minuten	(Exp):	Rechn.	führ.	tung	bau	dienung (+1-6)		
Tipp	Tipp Es wird vom Gerät nicht richtig gemeldet, wenn der Akku schwach wird: Die Bluetooth- Übertra-							
	gung fällt dann aus.							
	Die Leitfähigkeitskurve erinnert an die Dead-Stop-Methode. Gibt es einen Gleichspannungsanteil?							

Beachten:	•	Entsorgung	Ausguss evtl. nach Neutralisation			
Literatur F. Kappenberg; Computer im Chemieunterricht 1988 , S. 142, Verlag Dr. Flad, Stuttgart						

www.kappenberg.com	Materialien	Vergleich Messsysteme	06/2014	6